



B. Braun Desinfektions- und Reinigungsmittel zur manuellen oder maschinellen Aufbereitung

Manuelle Instrumentenreinigung und -desinfektion auf einen Blick	thermostabile Materialien	thermolabile Materialien	flexible Endoskope	Reinigung	wirksam gegen: * Bakterien	* Pilze	* Sporen	begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	viruzid
Helipur®	✓			✓	✓	✓		✓	
Helipur® H plus N	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓
Stabimed® Ultra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stabimed® fresh	✓	✓		✓	✓	✓		✓	
Helizyme	✓	✓	✓	✓					

Maschinelle Instrumentenreinigung und -desinfektion auf einen Blick	Instrumenten-desinfektion	Instrumenten-reinigung	Steckbecken-aufbereitung	Klarspülen	Neutralisation
Helimatic® Cleaner alkaline		✓			
Helimatic® Cleaner MA		✓			
Helimatic® Cleaner enzymatic NF		✓			
Helimatic® Cleaner neutral		✓			
Helimatic® Neutralizer C					✓
Helimatic® Disinfectant	✓				
Helimatic® Rinse neutral NF				✓	
Helimatic® Latriniser			✓	✓	