



# Space<sup>plus</sup> & OnlineSuite<sup>plus</sup>

Für mehr Patientensicherheit  
in der Veterinärmedizin




# Space<sup>plus</sup> & OnlineSuite<sup>plus</sup>

## Einfach überzeugend



### IP44 Spritzwasserschutz

Unsere Pumpen sind mit der Schutzklasse IP44 fährend und bieten Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.



### Überzeugendes Arbeitsplatzdesign

Vielfältige Möglichkeiten auf kleinstem Raum: das modulare System erlaubt die Nutzung von bis zu 24 Pumpen.

10 hrs +

### Akkukapazität

Akkus mit langer Laufzeit ermöglichen eine flexible und kabellose Nutzung.



### Spritzenstatus jederzeit sichtbar

Graphische Echtzeitdarstellung des aktuellen Füllvolumens der Spritze. Einem rechtzeitigen Spritzenwechsel und der Therapieplanung steht damit nichts im Wege.



### Intuitive

#### Benutzeroberfläche

Selbsterklärende Navigation, die Schritt für Schritt durch die Therapieeingabe führt.



### Alles auf einen Blick

Selbst aus größerer Entfernung sind die Medikation der laufenden Infusion oder ein Pumpenalarm gut sichtbar.

## Alles auf einen Blick

Selbst aus größerer Entfernung sind die Medikation der laufenden Infusion oder ein Pumpenalarm gut sichtbar. Sowohl der Infusomat<sup>®</sup> als auch der Perfusor<sup>®</sup> haben das gleiche Design, die gleiche Benutzeroberfläche und Menüstruktur.

Mit dem Ergebnis: Weniger Einweisungsaufwand und ein geringeres Risiko von Handhabungsfehlern. Mit Space<sup>plus</sup> reagieren Sie schnell, richtig und sicher.



Video




Mehr Informationen  
zu dem System von  
Spaceplus & OnlineSuiteplus

ENTWICKELT  
& HERGESTELLT  
IN DEUTSCHLAND







**1** Standard  
 Infusionstherapie,  
 TCI, TIVA

**2** Lichtschutz  
 Lichtempfindliche  
 Medikamente

**3** NRSFit®  
 Schmerztherapie

**4** ENFit®  
 Ernährungstherapie


# Space<sup>plus</sup> & OnlineSuite<sup>plus</sup>

Vielfältige Therapiemöglichkeiten mit den passenden Einmalartikeln



## Safeset-AirStop

Die einzigartige Filtermembran am Boden der Tropfkammer verhindert das Eindringen von Luft aus dem Infusionsbehälter in die Verbindungsleitung – für weniger Diskonnektionen



## Lichtschutz

Erhöhte Sicherheit durch komplett lichtschützende Produkte. Luftblasen und Partikel können trotzdem erkannt werden.



NRFit<sup>®</sup>

## NRFit<sup>®</sup>

Mehr Sicherheit in der Regionalanästhesie zur Vermeidung von Fehlerkonnektierungen zwischen neuraxialen und intravenösen Applikationen. Mit entsprechender Farbkodierung und Konnektordesign.



ENFit<sup>®</sup>

## ENFit<sup>®</sup>

Mehr Sicherheit in der enteralen Ernährung zur Vermeidung von Fehlkonnektionen. Mit entsprechender Farbkodierung und Konnektordesign.

Unsere Einmalartikel decken die gesamte Bandbreite unterschiedlicher Therapien ab: z. B. Standard-, Lichtschutz-, Transfusions-, Schmerz- und Antibiotika-Therapie, geschlossene Systeme für die Onkologie und Einmalartikel für die enterale Ernährung.

Mit den Original Perfusor<sup>®</sup> Spritzen bieten wir Ihnen 3-teilige Einmalspritzen mit exzellenten Gleiteigenschaften für optimale Förderratencharakteristika mit dem Space<sup>plus</sup> Perfusor<sup>®</sup>.

Mit unseren farbigen Original Perfusorleitungen können Sie hochpotente Arzneimittel schneller identifizieren und so das Risiko von Medikationsfehlern zusätzlich reduzieren.

# Space<sup>plus</sup> & OnlineSuite<sup>plus</sup>

## Patientensicherheit durch Dosiskalkulation und Medikamentendatenbank


Arzneimittel-Fehler sind die am häufigsten gemeldeten medizinischen Fehler in der Tiermedizin (1) - Diese können den Patienten schaden und enden in 5% der Fälle tödlich (1).

### Häufigste Fehler (1):




### Space<sup>plus</sup> Farb-Touchdisplay:

- Farbcodierte Arzneimittel und Alarme
- Klare Anzeige des Spritzenvolumens in Echtzeit
- Einfache Auswahl durch intelligente Tastatur



**DoseGuard<sup>TM</sup> – Je sicherer, desto besser**  
 Durch individuell definierbare Grenzwerte mindert DoseGuard<sup>TM</sup> das Risiko von Medikationsfehlern.



**Farbkodierung – Sicherheit auf den ersten Blick**  
 Space<sup>plus</sup> bietet die Möglichkeit verschiedene Farbcodes für Arzneimittel festzulegen.



**Verschiedenste Therapiemodi**  
 Space<sup>plus</sup> bietet eine Vielzahl an Therapiemodi. Egal wo, ein hausweiter Einsatz der Geräte ist garantiert.

### Space<sup>plus</sup> DrugLibrary Manager

für die zentrale Verwaltung und Konfiguration der Medikamentendatenbanken. Anpassbar für alle Stationen und an patientenspezifische Anforderungen.

1 Wallis, Jessica; Fletcher, Daniel; Bentley, Adrienne; Ludders, John (2019): Medical Errors Cause Harm in Veterinary Hospitals. In: Frontiers in veterinary science 6, S. 12. DOI: 10.3389/fvets.2019.00012.

# Patientensicherheit durch Präzision




## Hervorragende Fördergenauigkeit

Präzision ist entscheidend. Space<sup>plus</sup> Perfusor<sup>®</sup> und Space<sup>plus</sup> Infusomat<sup>®</sup> bieten dank der neu entwickelten Mechanik eine hervorragende Fördergenauigkeit.



## Kolbenbremse


Die einzigartige Kolbenbremse verhindert Freeflow und Handhabungsfehler während des Spritzenwechsels.



## Vollautomatischer Antrieb

Der automatische Antrieb ermöglicht einen präzisen Infusionsbeginn nach dem Wechsel der Einmalartikel: schnell, sicher und akkurat.

## Förderraten-Genauigkeit bei 25 ml/h



Die Grafik zeigt die Genauigkeit und Konstanz der Förderrate während der Laufzeit. Zu berücksichtigen ist, dass Fördercharakteristika und Fördergenauigkeit erheblich von den verwendeten Einmalartikeln beeinflusst werden.

Präzise und gleichmäßige Förderraten sind bei hochpotenten Arzneimitteln besonders wichtig, da sie bei unpassender Verabreichung signifikante Risiken bergen.

## Vergleichbar bei Infusomat<sup>®</sup> und Perfusor<sup>®</sup>

Die innovative Antriebstechnik ermöglicht nicht nur einen **hervorragenden Infusionsstart und Fördergenauigkeit**, sondern ermöglicht außerdem einen sicheren und bequemen Wechsel des Einmalartikels – **Freeflow wird zuverlässig verhindert**.

Katecholamine sind ebenfalls kein Problem, da sie auch mit dem Infusomat<sup>®</sup> mit **konstant hoher Präzision appliziert** werden können

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen  
Tel. +49 (0) 74 61 95-2191 | [info@bbraun-vetcare.de](mailto:info@bbraun-vetcare.de) | [www.bbraun-vetcare.de](http://www.bbraun-vetcare.de)

Herzlichen Dank – Die Bilder wurden mit freundlicher Unterstützung der Kleintierspezialisten Frontier GmbH in Hergolding aufgenommen.

Hersteller nach MDD 93/42/EWG:

B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun-Str. 1 | 34212 Melsungen | Deutschland

Die Produktmarken „Perfusor“, „Infusomat“, „NRFit“ und „ENFit“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG. Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.