

Aesculap® Veterinär Orthopädie

Tibial Tuberosity Advancement – TTA

Implantate, Instrumente and Setkonfigurationen



TTA Set Implantate und Instrumente

VC110



TTA Platten für Schrauben | Titan

Art.-Nr.	Bezeichnung	Löcher
VN122T	TTA Platte für Schrauben Größe 2	2
VN123T	TTA Platte für Schrauben Größe 3	2
VN124T	TTA Platte für Schrauben Größe 4	2
VN125T	TTA Platte für Schrauben Größe 5	2
VN126T	TTA Platte für Schrauben Größe 6	3
VN127T	TTA Platte für Schrauben Größe 7	3
VN128T	TTA Platte für Schrauben Größe 8	3




TTA Abstandshülsen | Titan

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite mm	Höhe mm
VN072T	Abstandshülse 2 mm	Gold	5	2
VN074T	Abstandshülse 4 mm	Blau	5	4
VN076T	Abstandshülse 6 mm	Grün	5	6




TTA Cages | Titan

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite mm	Länge mm	Höhe mm
VN054T	Cage 3/10	Goldgelb	3	10	6
VN055T	Cage 3/13	Goldgelb	3	13	6
VN056T	Cage 3/16	Goldgelb	3	16	6
VN057T	Cage 3/19	Goldgelb	3	19	6
VN058T	Cage 6/16	Blau	6	16	8
VN059T	Cage 6/19	Blau	6	19	8
VN060T	Cage 6/22	Blau	6	22	8
VN118T	Cage 7,5/16	hellbraun	7,5	16	8
VN119T	Cage 7,5/19	hellbraun	7,5	19	8
VN120T	Cage 7,5/22	hellbraun	7,5	22	8
VN061T	Cage 9/19	Taubenblau	9	19	10
VN062T	Cage 9/22	Taubenblau	9	22	10
VN063T	Cage 9/25	Taubenblau	9	25	10
VN114T	Cage 10,5/19	Dunkelviolett	10,5	19	10
VN115T	Cage 10,5/20	Dunkelviolett	10,5	20	10
VN116T	Cage 10,5/25	Dunkelviolett	10,5	25	10
VN064T	Cage 12/22	Violett	12	22	10
VN065T	Cage 12/25	Violett	12	25	10
VN066T	Cage 12/28	Violett	12	28	10
VN067T	Cage 15/25	Braun	15	25	12
VN068T	Cage 15/28	Braun	15	28	12
VN069T	Cage 15/31	Braun	15	31	12



TTA Fixierungen | Titan

Art.-Nr.	Bezeichnung	Zinken
VN092T	Fixierung 2-zinkig	2
VN093T	Fixierung 3-zinkig	3
VN094T	Fixierung 4-zinkig	4
VN095T	Fixierung 5-zinkig	5
VN096T	Fixierung 6-zinkig	6
VN097T	Fixierung 7-zinkig	7
VN098T	Fixierung 8-zinkig	8






TTA Platten | Titan

Art.-Nr.	Bezeichnung	Löcher
VN082T	TTA Platte 2-Loch	2
VN083T	TTA Platte 3-Loch	3
VN084T	TTA Platte 4-Loch	4
VN085T	TTA Platte 5-Loch	5
VN086T	TTA Platte 6-Loch	6
VN087T	TTA Platte 7-Loch	7
VN088T	TTA Platte 8-Loch	8



TTA Selbstschneidende Corticalisschrauben | Titan



TTA Schraube 2.4 mm | rot

Kerndurchmesser 1,7 mm | Gewindedurchmesser 2,4 mm
Innensechskant 1,5 mm | Kopfdurchmesser 4,0 mm

Art.-Nr.	Länge mm
VA475T	10
VA477T	12
VA478T	14
VA479T	16
VA480T	18
VA481T	20
VA482T	22
VA483T	24
VA484T	26
VA485T	28
VA486T	30
VA487T	32
VA488T	34
VA489T	36
VA490T	38
VA491T	40

TTA Schraube 2.7 mm | blau

Kerndurchmesser 1,9 mm | Gewindedurchmesser 2,7 mm
Innensechskant 2,5 mm | Kopfdurchmesser 5,0 mm

Art.-Nr.	Länge mm
VA537T	12
VA538T	14
VA539T	16
VA540T	18
VA541T	20
VA542T	22
VA543T	24
VA544T	26
VA545T	28
VA546T	30
VA547T	32

TTA Schraube 3.5 mm | gelb

Kerndurchmesser 2,4 mm | Gewindedurchmesser 3,5 mm
Innensechskant 2,5 mm | Kopfdurchmesser 6,0 mm

Art.-Nr.	Länge mm
VA568T	14
VA569T	16
VA570T	18
VA571T	20
VA572T	22
VA573T	24
VA574T	26
VA575T	28
VA576T	30
VA577T	32
VA578T	34
VA579T	36

Spezial TTA Instrumente

VC105R
Bohrlehre 4-Loch (für Fixierungsgabel)



VC106R
Bohrlehre 8-Loch (für Fixierungsgabel)



VC104R
Fixierungspin 1,9 mm Durchmesser



VC107R
Einsetzinstrument für Fixierungsgabel



VC121R
Platten-Biegeaufsatz



VC114R
T-Griff für Spreizblöcke



VC115R
Spreizblock 3 mm

VC116R
Spreizblock 6 mm

VC117R
Spreizblock 9 mm

VC118R
Spreizblock 12 mm

VC119R
Spreizblock 15 mm



TTA Set Instrumente

VC112



Art.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung
VC113	1	Lagerung
JF738	1	Umschlagtuch
JF148R	1	Minisiebkorb mit Deckel
JG384R	1	Lagerung
JN094	1	Container
DF112R	1	Hammer 80 g
LS002R	1	Schraubendreher SW 2,5 mm – Schrauben 2,7-4,0 mm Ø
LS005R	1	Schraubendreher SW 1,5 mm – Schrauben 1,5-2,4 mm Ø
LS007R	1	Haltehülse für Schrauben 1,5-2,4 mm Ø
LS008R	1	Haltehülse für Schrauben 2,7-4,5 mm Ø

Art.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung
LS042R	1	Schraubenmessgerät für 1,5 - 2,4 mm Schrauben
LS044R	1	Schraubenmessgerät für 2,7 - 4,0 mm Schrauben
VC032R	1	Spiralbohrer 1,8 mm Ø AO-Schaft
VC033R	1	Spiralbohrer 2,0 mm Ø AO-Schaft
VC035R	1	Spiralbohrer 2,5 mm Ø AO-Schaft
VC062R	1	Bohrbüchse doppelendig für 1,8/2,4 mm Ø
VC063R	1	Bohrbüchse doppelendig für 2,0/2,7 mm Ø
VC071R	1	Repositionszange 135 mm
VC072R	1	Repositionszange 200 mm

Art.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Länge mm
BD023R	1	Pinzette	
JF738	1	Umschlagtuch	
JN095	1	Container	
VA475T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	10
VA477T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	12
VA478T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	14
VA479T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	16
VA480T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	18
VA481T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	20
VA482T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	22
VA483T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	24
VA484T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	26
VA485T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	28
VA486T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	30
VA487T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	32
VA488T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	34
VA489T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	36
VA490T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	38
VA491T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,4 mm	40
VA537T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,7 mm	12
VA538T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,7 mm	14
VA539T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,7 mm	16
VA540T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,7 mm	18
VA541T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,7 mm	20
VA542T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,7 mm	22
VA543T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,7 mm	24
VA544T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,7 mm	26
VA545T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,7 mm	28
VA546T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,7 mm	30
VA547T	2	Knochenschraube selbstschneidend 2,7 mm	32
VA568T	2	Knochenschraube selbstschneidend 3,5 mm	14
VA569T	2	Knochenschraube selbstschneidend 3,5 mm	16
VA570T	2	Knochenschraube selbstschneidend 3,5 mm	18
VA571T	2	Knochenschraube selbstschneidend 3,5 mm	20
VA572T	2	Knochenschraube selbstschneidend 3,5 mm	22
VA573T	2	Knochenschraube selbstschneidend 3,5 mm	24
VA574T	2	Knochenschraube selbstschneidend 3,5 mm	26
VA575T	2	Knochenschraube selbstschneidend 3,5 mm	28
VA576T	2	Knochenschraube selbstschneidend 3,5 mm	30
VA577T	2	Knochenschraube selbstschneidend 3,5 mm	32
VA578T	2	Knochenschraube selbstschneidend 3,5 mm	34
VA579T	2	Knochenschraube selbstschneidend 3,5 mm	36

Art.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Breite mm	Länge mm
VC104R	1	Fixierungspin 1,9 mm Durchmesser		
VC105R	1	Bohrlehre 4-Loch		
VC106R	1	Bohrlehre 8-Loch		
VC107R	1	Einsetzinstrument für Fixierungsgabel		
VC111	1	Lagerung Implantate und Instrumente		
VC114R	1	T-Griff für Spreizblöcke		
VC115R	1	Spreizblock 3 mm	3	
VC116R	1	Spreizblock 6 mm	6	
VC117R	1	Spreizblock 9 mm	9	
VC118R	1	Spreizblock 12 mm	12	
VC119R	1	Spreizblock 15 mm	15	
VC121R	1	Platten-Biegeaufsatz für T-Griff VC114R		
VN054T	1	Cage 3/10	3	10
VN055T	1	Cage 3/13	3	13
VN056T	1	Cage 3/16	3	16
VN057T	1	Cage 3/19	3	19
VN058T	1	Cage 6/16	6	16
VN059T	1	Cage 6/19	6	19
VN060T	1	Cage 6/22	6	22
VN061T	1	Cage 9/19	9	19
VN062T	1	Cage 9/22	9	22
VN063T	1	Cage 9/25	9	25
VN064T	1	Cage 12/22	12	22
VN065T	1	Cage 12/25	12	25
VN066T	1	Cage 12/28	12	28
VN067T	1	Cage 15/25	15	25
VN068T	1	Cage 15/28	15	28
VN069T	1	Cage 15/31	15	31
VN072T	1	Abstandshülse 2 mm	5	2
VN074T	1	Abstandshülse 4 mm	5	4
VN076T	1	Abstandshülse 6 mm	5	6
VN082T	1	TTA Platte 2-Loch		
VN083T	1	TTA Platte 3-Loch		
VN084T	1	TTA Platte 4-Loch		
VN085T	1	TTA Platte 5-Loch		
VN086T	1	TTA Platte 6-Loch		
VN087T	1	TTA Platte 7-Loch		
VN088T	1	TTA Platte 8-Loch		
VN092T	1	TTA Fixierung 2-zinkig		
VN093T	1	TTA Fixierung 3-zinkig		
VN094T	1	TTA Fixierung 4-zinkig		
VN095T	1	TTA Fixierung 5-zinkig		
VN096T	1	TTA Fixierung 6-zinkig		
VN097T	1	TTA Fixierung 7-zinkig		
VN098T	1	TTA Fixierung 8-zinkig		

